

Installation av Tillfälligt IP-Trygghetslarm



Placera Trygghetslarmet på någon öppen plats i bostaden, gärna vid ett fönster.

- Sätt i strömssladden i eluttaget.
- Dra ner luckan på baksidan.
- Starta larmet med Till/Från-knappen (1/0).
- Lamporna på ovansidan kommer att börja blinka. Vänta tills det slutat blinka ca 1-3 min. Provlarma sedan med larmklockan.
- När Trygghetsjouren svarar så tala om hos vem du är.

Viktigt att Larmunderlaget faxas till Trygghetsjouren INNAN ett Tillfälligt trygghetslarm installeras, detta för att uppgifterna måste läggas in i Trygghetsjourens system. Annars kommer inte trygghetslarmet att fungera.

Uppgifterna finns på larmets framsida och består av en **9-siffrig Larmkod** som börjar på **790** och namn på enhet.

Larmkoden ska anges på larmunderlaget som faxas till Trygghetsjouren

Informera larmbrukaren att Larmgruppen kommer ta kontakt för att byta ut det tillfälliga larmet till ett ordinarie samt skriva hyreskontrakt om det gäller ny larmbrukare.

FAX NUMMER TILL TRYGGHETSJOUREN
018-727 51 46